



تثقيف المرضى ومقدمي الرعاية

إرشادات سحب وإرسال عيّنات مستضدات الكريات البيضاء البشرية (HLA) باستخدام أعواد قطنية بالوجنة

توضّح هذه المعلومات كيفية سحب وإرسال عيّنات مستضدات الكريات البيضاء البشرية (HLA).

وبعد إرسال العيّنات إلى مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK)، فسوف يتم اختبارها لمعرفة ما إذا يُمكنك التبرّع بالخلايا
الجدعية للمريض.

مجموعة أدوات اختبار مستضدات الكريات البيضاء البشرية

يوفر مركز ميموريال سلون كيترينج مجموعة أدوات واحدة لاختبار مستضدات الكريات البيضاء البشرية لكل مُتبرّع. إذا كنت
تُرسل عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية الخاصة بك، فأنت المُتبرّع. إذا كنت تُساعد شخصًا ما في إرسال عيناته،
إذن فهو المتبرّع.

تحتوي كل مجموعة على الأشياء التالية:

- علبتان من الأعواد القطنية المُعقّمة. تحتوي كل علبة على عودين. استخدم الأربعة أعواد جميعًا.
- أنبوب شحن بلاستيكي مُعقّم (أنبوب بسدّة سوداء)
- ملصقات
- نموذج طلب اختبار التوافق النسيجي بمركز ميموريال سلون كيترينج
- مظروف مُبطّن

يجب أن يكون المظروف المُبطّن معنوّناً مُسبقًا بالعنوان التالي:

Center for Laboratory Medicine
Attn: Yevgeniya Bensman – Specimen Logistics 1st Floor
327 East 64th Street
New York, NY 10065

جمع عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية

الانتظار لمدة ساعة إلى ساعتين بعد الأكل أو الشرب قبل جمع عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية.


1. استخدام عودين ومسح الجزء الداخلي من الوجنة بالعود 10 مرات تقريبًا. يُمكنك استخدام عودين اثنين مرة واحدة، أو يُمكنك استخدام واحدة تلو الأخرى.
2. استخدام العودين القطنيين المُتبقين ومسح الجزء الداخلي من الوجنة الأخرى بالعود 10 مرات تقريبًا.
3. نشر الأعواد على الجزء الخارجي من الأنبوب ذي السدة السوداء (انظر الشكل 1). ترك الأعواد تجف في الهواء لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات بحد أدنى. وضعها في مكان آمن. في حال عدم جفاف الأعواد بشكل كامل قبل وضعها في الأنبوب ذي السدة السوداء، فقد تتعفن. في حال حدوث هذا، لا يُمكن استخدامها للاختبار.



الشكل 1. تجفيف الأعواد على أنبوب الاختبار

إرسال عينات مستضدات الكريات البيضاء البشرية

1. وضع جميع الأعواد الأربعة داخل الأنبوب ذي السدة السوداء. أغلق سدة الأنبوب.
2. تحقق من الملصقات للتأكد من تعبئتها بالكامل. يجب أن يحتوي كل ملصق على المعلومات الآتية:
 - اسم المريض
 - رقم السجل الطبي للمريض (MRN)
 - الاسم القانوني للمتبرع
 - تاريخ ميلاد المتبرع
 - علاقة المتبرع بالمريض (مثل أخ، أخت، ابن عم/خال، عمه/خاله أو عم/خال)
3. في حال فقدان أي معلومات، اكتبها على الملصق. يُرجى كتابة البيانات بوضوح.
3. وضع الملصق على الجزء الخارجي من الأنبوب (انظر الشكل 2).



الشكل 2. الأعواد في الأنبوب المزود بملصق البيانات المكتمل

4. تعبئة الأقسام المميزة من نموذج طلب اختبار التوافق النسيجي لمركز ميموريال سلون كيترنج. يُرجى كتابة البيانات بوضوح. تشتمل الأقسام المميزة على ما يلي:

- تاريخ ووقت جمع العينات
- اسم المتبرع
- علاقة المتبرع بالمريض
- تاريخ ميلاد المتبرع

يُرجى التحقق من تعبئة النموذج بشكل كامل، بما في ذلك تاريخ ووقت جمع العينات. في حال عدم تعبئة النموذج بشكل كامل، فقد يحدث تأخير في التعامل مع عيناتك.

5. ضع الأنبوب ذا السدة السوداء ونموذج طلب اختبار التوافق النسيجي لمركز ميموريال سلون كيترنج في الظرف المُبطّن. قبل إغلاق المظروف، تحقق من الأشياء التالية:

- وجود أربعة أعواد قطنية في الأنبوب ذي السدة السوداء.
 - وجود مُلصق على الأنبوب ذي السدة السوداء.
 - تعبئة جميع البيانات على مُلصق الأنبوب ذي السدة السوداء.
 - تعبئة الأقسام المميزة في نموذج طلب اختبار التوافق النسيجي لمركز ميموريال سلون كيترنج.
- بعد التحقق من هذه الأشياء، أغلق المظروف بإحكام.

6. أرسل المظروف بالبريد إلى مركز ميموريال سلون كيترنج.

- أرسل المظروف باستخدام UPS أو FedEx إن أمكن. سوف يُساعد هذا على التأكد من وصولها إلى مركز ميموريال سلون كيترنج. لعمل ذلك، خذ المظروف إلى أحد مكاتب UPS أو FedEx. يُمكنك العثور على أقرب مكتب إليك من خلال زيارة www.ups.com/dropoff أو www.fedex.com/locate.
- إذا لم تستطع الوصول إلى أحد مكاتب UPS أو FedEx، يُمكنك إرسال المظروف باستخدام الخدمة البريدية الأمريكية (USPS) من خلال وضعه في صندوق البريد أو إحضاره إلى مكتب البريد الذي تتبعه.

- عندما تُرسل المظروف، اطلب من موظف البريد تزويدك برقم التعقب. احتفظ برقم التعقب حتى تعلم أن عيّنة مستضدات الكريات البيضاء البشرية الخاصة بك قد وصلت إلى الوجهة المقصودة. ربما يتواصل معك مركز ميموريال سلون كيترينج أو المريض.

معلومات إضافية

- في حال إرسال أكثر من مُتبرِّع واحد عيّنات في المظروف ذاته، فتأكد أن جميع الأعواد القطنية موضوعة في الأنابيب الصحيحة، ومُلصق عليها البيانات الصحيحة الخاصة بالمتبرِّع.
- يجب استلام جميع العينات واختبارها فيمركز ميموريال سلون كيترينج.

إرشادات سحب وإرسال عيّنات مستضدات الكريات البيضاء البشرية (HLA) باستخدام أعواد قطنية بالوجنة

©2018 Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Generated on January 2, 2018