



রোগী এবং শূশরুযাকারীর শিক্ষা

গালের সোয়াব ব্যবহার করে HLA নমুনা সংগরহ করা ও পাঠানোর নির্দেশনাবলী

কীভাবে হিউম্যান লিউকোসাইট অ্যান্টিজেন (HLA) নমুনা সংগরহ ও ফেরত পাঠাতে হয় এই তথ্যে
তার ব্যাখ্যা রয়েছে।

MSK পর্তেয্ক দাতার জনয্ 1টি করে HLA টেস্টিং কিট পর্দান করে। আপনি যদি আপনার HLA
নমুনা পাঠান সেক্ষেতর্ আপনি হলেন দাতা। আপনি যদি অনয্ কাউকে তাদের নমুনা পাঠাতে সাহাযয্
করেন তবে তারা হলেন দাতা।

পরতিটি কিটে এইসব সাপ্লাইজ রয়েছে:

- 2 পয্কেট জীবাণুমুক্ত কটন সোয়াব। পরতিটি পয্কেটে 2টি সোয়াব রয়েছে। 4টি সোয়াবই
ব্যবহার করুন।
- জীবাণুমুক্ত প্লাস্টিকের 1টি শিপিং টিউব।
- দাতার আসল নাম ও জন্মতারিখ সহ 1টি পির্-পিরন্ট করা লেবেল।
- নমুনা সংগরহের তারিখ ও সময় লেখার জনয্ ফাঁকা জায়গা সহ 1টি লেবেল।
- 1টি পির্-পেইড, পয্ডেড UPS ফেরত খাম।

আপনার UPS ফেরত খামটি এই ঠিকানা দব্বারা পূবর্-ঠিকানায়ুক্ত করা হবে:

Center for Laboratory Medicine

Attn: Assistant Manager – Specimen Logistics 1st Floor

327 East 64th Street


New York, NY 10065

কীভাবে HLA নমুনা সংগরহ করতে হয়

HLA নমুনা সংগরহ করার আগে পর্য 1 থেকে 2 ঘণ্টা কিছু খাবেন না বা পান করবেন না।

1. 2টি কটন সোয়াব ব্যবহার করে, এক গালের ভিতরে পর্য্য 10 বার ঘষুন। আপনি একবারে 2টি সোয়াব ব্যবহার করতে পারেন অথবা একটি একটি করে ব্যবহার করতে পারেন।
2. অবশিষ্ট 2টি কটন সোয়াব ব্যবহার করে, আপনার অনয়্ গালের ভিতরে পর্য্য 10 বার ঘষুন।
3. শূকানোর জন্য বাকি সোয়াবগুলো রাখুন (চিত্র 1 দেখুন)। কমপক্ষে 2 থেকে 3 ঘণ্টা এগুলিকে বাতাসে শুকান।

আপনি টিউবের মধ্যে রাখার আগে সোয়াবগুলো পুরোপুরিভাবে না শুকালে, সেগুলো মোল্ড হয়ে যেতে পারে। এমনটি ঘটলে আমরা পরীক্ষার জন্য সেগুলি ব্যবহার করতে পারব না।



চিত্র 1. টেস্ট টিউবে শূকানো সোয়াব

কীভাবে HLA নমুনা ফেরত পাঠাতে হয়

1. টিউবটির ভেতরে 4টি সোয়াবই রাখুন। টিউবটি বন্ধ করে দিন।
2. দাতার নাম এবং জন্মতারিখ সঠিক কি না তা নিশ্চিত করতে পির্-পির্নেটড লেবেলটি (চিত্র 2 দেখুন) যাচাই করুন।

কোনো ভুল হলে সেটি কেটে দিন। লেবেলে সঠিক তথ্য লিখুন। সুস্পষ্টভাবে লিখুন।

MRN RT

Last Name, First Name

PIV1 **DOB** 2024MAY24 8844

Tracking Number

HLA11HR HLA TYPING BUCCAL SWAB

Swab

চিত্র 2। নাম ও জন্মতারিখ সহ 1টি পির্-পির্ন্ট করা লেবেল

3. অনয্ লেবেলে সরাসরি নমুনা সংগর্হের তারিখ ও সময় লিখুন। (চিতর্ 3 দেখুন)। সুস্পষ্টভাবে পির্ন্ট করুন।

তারিখ ও সময় না লিখেই যদি নমুনা সংগর্হ করা হয়, তাহলে আপনার নমুনা পর্কির্য়াকরণে বিলমব্ হতে পারে।

Accessions & CIS Spec Instructs:
24-124-01614A: Swab

Date

Time

চিতর্ 3. তারিখ ও সময় সহ পির্-পির্ন্ট করা লেবেল

4. উভয় লেবেলই টিউবটিতে রাখুন। সেগুলো ওভারল্যাপ হয়নি তা নিশ্চিত করুন।

আপনি যদি উভয় লেবেলই টিউবটিতে না রাখেন, তাহলে আমরা আপনার নমুনা পরীক্ষা করতে পারব না। আপনাকে নতুন একটি সংগ্রহ করে পাঠাতে হবে।

5. ফেরত খামে লেবেলযুক্ত টিউবটি রাখুন। খাম সিলটি করুন।

6. ফেরত খামটি একটি UPS ড্রপ অফ ঠিকানায় নিয়ে আসুন। আপনার সহায়তার জন্য ভিজিট করুন: www.ups.com/dropoff

ফেরত খামে শিপিং লেবেলের একটি ট্র্যাকিং নম্বর উল্লেখ থাকবে। MSK আপনার প্যাকেজ ট্র্যাক করতে এটি ব্যবহার করবে। আপনি যদি খামটি ট্র্যাক করতে চান তবে UPS-এ খাম জমা দেওয়ার আগে ট্র্যাকিং নম্বরটি লিখে রাখুন।

অতিরিক্ত তথ্য

- খামে 1টির বেশি ব্লক টপ টিউব রাখবেন না। যদি 1 জনের বেশি দাতা নমুনা পাঠায় সেক্ষেত্রে তারা পরস্পরকে তাদের নিজস্ব HLA পরীক্ষার কিট পাবে। পরস্পরকে দাতাকে তাদের নিজস্ব কিটে অন্তর্ভুক্ত ফেরত খাম ব্যবহার করে তাদের নমুনা পুনরায় পাঠাতে হবে।
- সমস্ত নমুনা MSK পাবে এবং তাই পরীক্ষাকরণ সম্পন্ন করবে।

HLA গালের সোয়াবের নমুনা সংগ্রহ ও ফেরত পাঠানোর জন্য চেকলিস্ট

HLA নমুনা সংগ্রহ করা

- ☐ নমুনা সংগ্রহের জন্য খাওয়া বা পান করার পর আমি 1 থেকে 2 ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি।
- ☐ প্রতিটি গালে আমি ২টি করে সোয়াব ব্যবহার করেছি (উভয় গালে মোট ৪টি)
- ☐ কমপক্ষে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা আমি সোয়াবগুলোকে বাতাসে শুকাতে দিয়েছি।

HLA নমুনা ফেরত পাঠানো

- ☐ বাতাসে শুকানো ৪টি সোয়াবই আমি টিউবে রেখেছি।
- ☐ টিউবের উপরের অংশটি আমি নিরাপদে রেখেছি।
- ☐ পির্-পির্নেটড লেবেলে আমার নাম এবং জন্ম তারিখ সঠিক। যদি সেগুলিতে ভুল তথ্য থাকে।
সেক্ষেত্রে আমি সেগুলি কেটে দিয়ে সঠিক তথ্য লিখেছি।
- ☐ ফাঁকা লেবেলের খালি জায়গায় আমি তারিখ এবং সময় লিখেছি।
- ☐ উভয় লেবেলই আমি টিউবটিতে রেখেছি।
- ☐ পির্পেইড ফিরতি খামে আমি টিউবটি রেখেছি।
- ☐ খামটি ফেরত দিতে, UPS এর নিধারিত ঠিকানায় নিয়ে এসেছি।

বিস্তারিত নির্দেশনা পেতে, পড়ুন *গালের সোয়াব ব্যবহার করে HLA নমুনা সংগ্রহ করা ও পাঠানোর নির্দেশনাবলী* (www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/instructions-collecting-shipping-hla-samples)

আপনার HLA পরীক্ষার কিট যদি নষ্ট থাকে বা কোনোকিছু বাদ পড়ে থাকে বা আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, কোথায় যোগাযোগ করবেন, সেটা আপনার কেয়ার টিম আপনাকে জানাবে।

আরো রিসোর্সের জন্য www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুয়াল লাইবেররি দেখুন।

Instructions for Collecting and Returning HLA Samples Using Cheek Swabs - Last updated on January 30, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কত্বর্ক সবর্সব্তব্ সংর্কিষত