



દહીર અને સંભાળદાતા શિક્ષણ

ગાલના સ્વેબ્સનો ઉપયોગ કરીને HLA સેમ્પલ એકતિરત કરવા અને પરત કરવા માટેની સૂચનાઓ

આ માહિતી હ્યુમન લ્યુકોસાઈટ એન્ટિજેન (HLA) સેમ્પલને કેવી રીતે એકતિરત કરીને પરત કરવા તે સમજાવે છે.

MSK દરેક દાતા માટે 1 HLA પરીક્ષણ કીટ આપે છે. જો તમે તમારા HLA સેમ્પલ મોકલી રહ્યા હોવ, તો તમે દાતા છો. જો તમે કોઈ બીજાને તેમના સેમ્પલ મોકલવામાં મદદ કરી રહ્યાં છો, તો તે દાતા છે.

દરેક કિટમાં આ સામગ્રી શામેલ છે:

- જંતુરહિત કોટન સ્વેબના 2 પેકેટ. દરેક પેકેટમાં 2 સ્વેબ હોય છે. તમામ 4 સ્વેબનો ઉપયોગ કરો.
- 1 જંતુરહિત પ્લાસ્ટિકની શિપિંગ ટ્યુબ.
- દાતાનું કાનૂની નામ અને જન્મ તારીખ સાથે 1 પહેલેથી પિરન્ટ કરેલું લેબલ.
- સેમ્પલ લીધાની તારીખ અને સમય લખવા માટેની જગ્યાઓ સાથે 1 લેબલ.
- 1 પરી-પેઇડ, ગાદીવાળું UPS રિટર્ન કવર.

તમારું UPS રિટર્ન કવર આ સરનામાં પર પહેલેથી જ મોકલી આપવામાં આવશે::

સેન્ટર ફોર લેબોરેટરી મેડિસિન

હાજર વ્યક્તિ: આસિસ્ટન્ટ મેનેજર - Specimen Logistics 1stFloor

327 East 64th Street

New York, NY 10065


HLA સેમ્પલ કેવી રીતે લેવા

HLA સેમ્પલ લેતા કરતા પહેલાં લગભગ 1 થી 2 કલાક સુધી કંઈ પણ ખાશો અથવા પીશો નહીં.

1. 2 કોટન સ્વેબનો ઉપયોગ કરીને, એક ગાલના અંદરના ભાગને લગભગ 10 વખત ઘસો. તમે એક સાથે 2 સ્વેબનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા એક પછી એક તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
2. બાકીના 2 કોટન સ્વેબનો ઉપયોગ કરીને, તમારા બીજા ગાલના અંદરના ભાગને લગભગ 10 વખત ઘસો.

3. સ્વેબને સૂકવવા માટે ટ્યુબ પર મૂકો (આકૃતિ 1 જુઓ). તેને ઓછામાં ઓછા 2 થી 3 કલાક સુધી સૂકવવા દો.

જો સ્વેબ્સને ટ્યુબમાં મૂકતા પહેલા સંપૂર્ણરૂપે સૂકાઈ ન જાય, તો તેમાં જીવાત થઈ શકે છે. જો તેમ થાય, તો અમે તેનો ઉપયોગ પરીક્ષણ માટે કરી શકતા નથી.




આકૃતિ 1. ટેસ્ટ ટ્યુબ પર સ્વેબ સૂકવવા

HLA સેમ્પલને કેવી રીતે પરત કરવા

1. તમામ 4 સ્વેબને ટ્યુબની અંદર મૂકો. ટ્યુબને બંધ કરી દો.
2. દાતાનું નામ અને જન્મ તારીખ સાચી છે કે નહીં તેની ખાતરી કરવા માટે પહેલેથી પ્રિન્ટ કરેલ લેબલને તપાસો (આકૃતિ 2 જુઓ).

જો કંઈક ખોટું થાય છે, તો તેને ચોકડી મારો. લેબલ પર સાચી માહિતી લખો. સ્પષ્ટ રીતે લખો.

MRN RT
Last Name, First Name
PIV1 **DOB** 2024MAY24 8844

Tracking Number
HLA11HR HLA TYPING BUCCAL SWAB
Swab

આકૃતિ 2. નામ અને જન્મતારીખ સાથેનું પહેલેથી પ્રિન્ટ કરેલું લેબલ

3. બીજા લેબલ પર સીધા જ સેમ્પલને એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હોય તે તારીખ અને સમય લખો (આકૃતિ 3 જુઓ). સ્પષ્ટ રીતે પ્રિન્ટ કરો.

જો તમે સેમ્પલને એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો તે તારીખ અને સમય લખતા નથી, તો તમારા સેમ્પલની પરફોર્મિંગ કરવામાં વધુ સમય લાગશે.

Accessions & CIS Spec Instructs:
24-124-01614A: Swab

Date

Time

આકૃતિ 3. તારીખ અને સમય સાથે પહેલેથી પ્રિન્ટ કરેલ લેબલ

4. ટ્યુબ પર બંને લેબલ લગાવો. ખાતરી કરો કે તેઓ ઓવરલેપ ન થાય.

જો તમે ટ્યુબ પર બંને લેબલ્સ લગાવશો નહીં, તો અમે તમારા સેમ્પલ પર પરફિર્યા કરી શકતા નથી. તમારે નવું સેમ્પલ એકતિરૂત કરીને અને મોકલવાની જરૂર પડશે.

5. લેબલવાળી ટ્યુબને રિટર્નર્ ક્વરમાં દાખલ કરો. ક્વરને સીલ કરો.

6. રિટર્નર્ ક્વરને UPS ડરોપ ઓફ લોકેશન પર લાવો. તમારી સૌથી નજીકની વ્યક્તિને શોધવા માટે www.ups.com/dropoff ની મુલાકાત લો.

રિટર્નર્ ક્વરના શિપિંગ લેબલ પર ટ્રેકિંગ નંબર હશે. એમએસકે(MSK) તેને તમારા પેકેજને ટ્રેક કરવા માટે વાપરશે. જો તમે પણ ક્વરને ટ્રેક કરવા માંગો છો, તો યુપીએસ(UPS)ને ક્વર આપતા પહેલાં ટ્રેકિંગ નંબર લખી લો.

વધારાની જાણકારી

- ક્વરમાં 1 થી વધુ બ્લેક ટોપ ટ્યુબ મૂકશો નહીં. જો 1 થી વધુ દાતા નમૂનાઓ મોકલતા હોય તો તેમાંના દરેકને પોતાની એચએલએ(HLA) ટેસ્ટિંગ કિટ મળશે. દરેક દાતાએ તેમની પોતાની કીટમાં શામેલ રિટર્નર્ ક્વરનો ઉપયોગ કરીને તેમના નમૂનાને પાછા મોકલવા આવશ્યક છે.
- બધા નમૂનાઓ એમએસકે(MSK) દ્વારા પ્રાપ્ત કરવા અને તેના પરફિર્યા કરવી આવશ્યક છે.

HLA ગાલ સ્વેબ સેમ્પલ એકતિરૂત કરવા અને રિટર્નર્ કરવા માટેની ચેકલિસ્ટ

HLA સેમ્પલ એકતિરૂત કરવા

- મેં ખાધા કે પીધા પછી સેમ્પલ લેવા માટે 1 થી 2 કલાક રાહ જોઈ.
- મેં દરેક ગાલ પર 2 સ્વેબનો ઉપયોગ કર્યો (બંને ગાલ માટે કુલ 4).
- મેં સ્વેબને ઓછામાં ઓછા 2 થી 3 કલાક સુધી હવામાં સૂકવવા દીધા.

HLA સેમ્પલ રિટર્નર્ કરવા

- મેં હવામાં સૂકવેલા તમામ 4 સ્વેબ ટ્યુબમાં મૂક્યા.
- મેં ટ્યુબનો ઉપરનો ભાગ સુરક્ષિત રીતે બંધ કર્યો.
- મારું નામ અને જન્મ તારીખ પહેલથી પિન્ટ કરેલા લેબલ પર સાચા છે. જો તે સાચા ન હોય તો. મેં તેમને ચોકડી મારીને સાચી માહિતી લખી.
- મેં ખાલી લેબલ પરની જગ્યાઓમાં તારીખ અને સમય લખ્યા.
- મેં બંને લેબલ ટ્યુબ પર મૂક્યા.
- મેં ટ્યુબને પરીપેઇડ રિટર્નર્ કવરમાં મૂકી.
- હું કવરને UPS ડ્રોપ ઓફ લોકેશન પર લાવ્યો.

વિગતવાર સૂચનો માટે, ગાલના સ્વેબ્સનો ઉપયોગ કરીને HLA સેમ્પલ એકત્રિત કરવા અને પરત કરવા માટેની સૂચનાઓ (www.mskcc.org/gu/cancer-care/patient-education/instructions-collecting-shipping-hla-samples) વાંચો

જો તમારી HLA ટેસ્ટ કીટ ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગઈ હોય, તમારી કીટમાં કોઈ વસ્તુઓ ખૂટે છે અથવા તમને કોઈ પરશ્નો હોય તો તમારી સંભાળ ટીમ તમને કોને ફોન કરવો તે કહેશે.

વધુ રિસોર્સ માટે, અમારી વચુર્અલ લાઈબરેરી www.mskcc.org/peની મુલાકાત કરો

Instructions for Collecting and Returning HLA Samples Using Cheek Swabs - Last updated on January 30, 2025

તમામ અધિકાર અને માલિકી હક મેમોરિયલ સ્લોન કેટરિંગ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા આરક્ષિત છે

છેલ્લે અપડેટ કર્યાર તારીખ

જાન્યુઆરી 30, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).

તમારા વિચારો અમને જણાવો.

તમારા વિચારો અમને જણાવો.

તમારો પરતિસાદ અમને અમે પરદાન કરતી શૈક્ષણિક માહિતીમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરશે. તમારી સંભાળ ટીમ તમે આ પરતિસાદ ફોર્મમાં શું લખો છો તે જોઈ શકશે નહીં. કૃપા કરીને તમારી સારવાર વિશે પૂછવા માટે તેનો ઉપયોગ ન કરો. જો તમને તમારી સારવાર વિશે પરશ્નો હોય, તો તમારા આરોગ્યસંભાળ પરદાતાનો સંપર્ક કરો.

અમે તમામ પરતિસાદ વાંચીએ છીએ, પરંતુ અમે કોઈપણ પરશ્નોના જવાબ આપી શકતા નથી. કૃપા કરીને આ પરતિસાદ ફોર્મમાં તમારું નામ અથવા કોઈપણ વ્યક્તિગત માહિતી લખશો નહીં.

શું આ માહિતી સમજવામાં સરળ હતી?

હા

કંઈક અંશે

ના

અમે શું વધુ સારી રીતે સમજાવી શક્યા હોત?

કૃપા કરીને તમારું નામ અથવા કોઈપણ વ્યક્તિગત માહિતી લખશો નહીં.

સબમિટ કરો