



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Как собрать образец ДНК методом мазка из ротовой полости для генетического теста

Эта информация поможет вам понять, как собрать образец ДНК методом мазка из ротовой полости для генетического теста.

Об образце со слизистой оболочки щеки

Для выполнения генетического теста (исследования генов) вашему медицинскому сотруднику нужен образец вашей ДНК. Вы соберете образец ДНК из ротовой полости, взяв мазок с внутренней стороны щеки. Затем ваш медицинский сотрудник отправит его в нашу лабораторию.

Набор для сбора образца со слизистой оболочки щеки

Ваш медицинский сотрудник выдаст вам набор для сбора образца со слизистой оболочки щеки (см. рисунок 1). В набор входит:



Рисунок 1.

- 1 ватная палочка (WhatMan Omni Swab[®])
- 1 10-миллилитровая (мл) пробирка с навинчивающейся синей крышкой

Сотрудник центра наденет перчатки, чтобы не допустить попадания собственной ДНК на пробирку и ватную палочку Whatman Omni Swab во время передачи их вам. На пробирку будет приклеена бирка с данными пациента. На бирке пациента будет указано ваше имя, номер вашей медицинской карты и имя медицинского сотрудника.

Когда вы получите набор, вам будет нужно вымыть руки и найти чистую ровную поверхность, чтобы использовать ее в качестве рабочей зоны.

Инструкции по сбору образца со слизистой оболочки щеки

1. Откройте пробирку. Отложите крышку в сторону внутренней поверхностью вверх. Поставьте

пробирку, чтобы она стояла вертикально.

2. Откройте упаковку OmniSwab со стороны, где нет ватного наконечника. Отогните упаковку и возьмитесь пальцами за середину палочки, чтобы вытащить ее из упаковки. Важно не касаться конца ватной палочки, чтобы не оставить там ДНК.
3. Вставьте ватный наконечник палочки себе в рот и потрите им внутреннюю сторону щеки, сделав около 6 движений.
4. Извлеките палочку изо рта.
5. Поместите ватный наконечник в открытую пробирку. Нажмите на задний конец ватной палочки, чтобы ватный наконечник выпал. Убедитесь, что он упал в пробирку. Закройте пробирку крышкой.
6. Ваш медицинский сотрудник заберет образец и отправит его в лабораторию.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

How to Collect a DNA Sample Using a Cheek Swab for Your Genetic Test - Last updated on July 27, 2023

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center