



Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Инструкции по сбору и отправке образцов лейкоцитарного антигена человека в форме мазков ротовой полости

Эта информация позволит вам узнать, как брать и отправлять образцы лейкоцитарного антигена человека (HLA-антигена).

После того, как вы отправите свои образцы HLA-антигена в центр Memorial Sloan Kettering (MSK), они будут подвергнуты анализу, позволяющему определить, можете ли вы быть донором стволовых клеток для определенного пациента.

Тест-система для анализа HLA-антигена

MSK предоставляет каждому донору 1 тест-систему для анализа HLA-антигена. Если вы отправляете свои образцы HLA-антигена, значит, вы являетесь донором. Если вы помогаете отправить образцы другому человеку, значит, донором является этот человек.

Каждый комплект тест-системы включает следующее:

- 2 пакета со стерильными ватными тампонами. В каждом пакете по 2 тампона. Используйте все 4 тампона;
- 1 стерильная пластиковая пробирка для пересылки (с черным колпачком);
- 1 напечатанную этикетку с полным именем и датой рождения донора.

- 1 этикетку с местами для записи даты и времени сбора образцов.
- 1 оплаченный конверт с защитной прокладкой для обратной отправки через UPS.

На конверте для обратной отправки через UPS будет заранее указан следующий адрес:

Center for Laboratory Medicine
Attn: Yevgeniya Bensman – Specimen Logistics 1st Floor
327 East 64th Street
New York, NY 10065

Сбор образцов HLA-антигена

Сбор образцов HLA-антигена проводится примерно через 1-2 часа после употребления пищи или напитков.

1. Возьмите 2 ватных тампона и потрите ими внутреннюю сторону одной щеки, сделав около 10 движений. Вы можете делать это двумя тампонами одновременно или использовать их по очереди.
2. Возьмите 2 оставшиеся тампона и потрите ими внутреннюю сторону другой щеки, сделав около 10 движений.
3. Обоприте тампоны на пробирку с черным колпачком (см. рисунок 1).




Рисунок 1. Тампоны, подсыхающие на пробирке

Пусть они подсохнут не менее 2-3 часов. Держите их в безопасном месте. Если тампоны не совсем просохнут до того, как их положат в пробирку с черным колпачком, они могут заплесневеть. Если это произойдет, их нельзя будет использовать для проведения анализа.

Отправка образцов HLA-антигена

1. Поместите все 4 тампона в пробирку с черным колпачком. Закройте колпачок пробирки.
2. Проверьте напечатанную этикетку и убедитесь, что имя и дата рождения донора указаны правильно.
 - Если какая-либо информация указана неверно, зачеркните ее и напишите на этикетке верную информацию. Пишите разборчиво печатными буквами.
3. Напишите дату и время сбора образцов на другой этикетке. Пишите разборчиво печатными буквами. **Если вы не укажете дату и время сбора образцов, это может привести к задержке их обработки.**
4. Наклейте обе этикетки снаружи пробирки. Убедитесь, что они не перекрывают друг друга. **Если одна из этикеток не будет наклеена на отправленную пробирку, центр MSK не сможет обработать ваши образцы, и вам нужно будет собирать новые.**
5. Положите пробирку с этикетками и черным колпачком в конверт для обратной отправки. Прежде чем запечатывать конверт, проверьте наличие следующего:
 - В пробирке с черным колпачком находится 4 ватных тампона.
 - На пробирку с черным колпачком наклеены 2 этикетки.
 - Информация на этикетках указана правильно.
 - В поля этикетки вписаны дата и время сбора образцов.

После проверки всех пунктов, запечатайте конверт.

6. Отнесите конверт в точку сбора посылок UPS. Ближайшую точку можно найти на сайте www.ups.com/dropoff.
 - На конверте будет номер для отслеживания, указанный на транспортной этикетке. Центр MSK будет использовать его для отслеживания посылки. Запишите этот номер перед тем, как отдадите конверт в точке сбора посылок UPS, если тоже хотите отслеживать его.

Дополнительная информация

- Не кладите больше 1 пробирки с черным колпачком в конверт. Если образцы отправляют несколько доноров, каждому из них будет предоставлена тест-система для анализа HLA-антигена. Каждый донор должен отправить свои образцы в конверте из своего набора.
- Все образцы должны быть получены и обработаны центром MSK.

Если ваша тест-система для анализа HLA-антигена повреждена, в вашем комплекте отсутствуют предметы или если у вас есть вопросы, позвоните нам.

- Если пациенту 18 лет или больше, позвоните в Службу взрослых доноров стволовых клеток для трансплантации (Adult Stem Cell Transplant Related Donor Office) по номеру 212-639-5394.
- Если пациенту нет 18 лет, позвоните в Педиатрическую службу доноров стволовых клеток для трансплантации (Pediatric Stem Cell Transplant Related Donor Office) по номеру 212-639-8478.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на www.mskcc.org/pe.

Instructions for Collecting and Shipping HLA Samples Using Cheek Swabs - Last updated on April 17, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center