



患者与照护者教育

使用颊部拭子的HLA样本的采集和寄送说明

这份信息讲解了如何采集和寄送人类白细胞抗原（human leukocyte antigen, HLA）样本。

在您把HLA样本寄给史隆—凯特琳癌症纪念医院（Memorial Sloan Kettering, MSK）之后，该样本将被测试，以查明您是否可以向患者捐献干细胞。

HLA测试包

MSK向每位供者提供1个HLA测试包。如果您正要寄的是您的HLA样本，您就是供者。如果您正在帮助其他人寄他们的样本，那么他们是供者。

每份测试包内装有以下物品：

- 2小袋无菌棉签。每个小袋中有2只棉签。会用到所有4只棉签。
- 1支无菌塑料运输套管（黑盖管子）
- 1张预先打印好的含有供者的法定姓名和出生日期的标签
- 1张有空白处的标签，用来填写样本采集日期和时间
- 1张预付邮资的加垫防震UPS回邮信封

UPS回邮信封上将预先印好以下回邮地址：

Center for Laboratory Medicine
Attn: Yevgeniya Bensman - Specimen Logistics 1st Floor
327 East 64th Street
New York, NY 10065

采集HLA样本

在吃完或喝完东西后等大约一两个小时后再采集HLA样本。

1. 用2只棉签擦拭一侧脸颊内部约10次。您可以一次使用2只棉签，也可以先用一只再用另一只。
2. 用另2只棉签擦拭另一侧脸颊内部约10次。
3. 把棉签搁在黑盖管子外侧上（见图1）。让棉签风干至少2至3小时。把它们放在一个安全的地方。如果棉签没有干透就放入黑盖管内，它们可能会生霉。如果生霉，就不能用它们来测试。




图1. 棉签放在检测管上干燥

寄送HLA样本

1. 把所有4只棉签都放入黑盖管内。把管子的盖子盖上。
2. 检查预先印好的标签，以确保供者的姓名和出生日期是正确的。
 - 如果标签上有任何内容不正确，划掉不正确的内容，并写上正确的内容。请清楚填写。
3. 直接在另一张标签上写上采集样本的日期和时间。请清楚填写。如果您没有附上采集样本的日期和时间，可能会延迟处理您的样本。
4. 把两张标签都贴到管子的外壁上。确保它们不会重叠。如果收到管子时管壁上没有贴这两张标签，MSK将无法处理您的样本，且需要再采集一份新的样本。

5. 把贴了标签的黑盖管子放入回邮信封中。在信封封口之前，检查以下东西：

- 黑盖管内有4只棉签。
- 黑盖管贴有2张标签。
- 标签上的信息是正确的。
- 采集样本的日期和时间已填写在标签上的空白处。

在您检查完了这些东西之后，给信封封口。

6. 带上这封回邮信封去UPS投递点。您可以造访www.ups.com/dropoff，来查找离您最近的投递点。

- 回邮信封会有一个追踪号码，列在运单上。MSK将用这个号码来追踪您寄出的邮件。如果您也想追踪邮件，就先把这个追踪号码写下来，再把信封交给UPS。

额外信息

- 不要在信封里装超过1只黑盖管子。如果有超过1名供者寄送样本，他们将各自领取他们自己的HLA测试包。每位供者必须使用他/她自己的测试包中的回邮信封寄回其样本。
- 所有样本都必须由MSK接收和处理。

如果您的HLA测试包有损坏，包里有缺少东西，或者您有问题，请给我们打电话。

如果患者年满18岁，致电成人干细胞移植相关供者办公室（Adult Stem Ce

- ll Transplant Related Donor Office），电话212-639-5394。

如果患者不满18岁，致电儿科干细胞移植相关供者办公室（Pediatric Ste

- m Cell Transplant Related Donor Office），电话212-639-8478。

使用颊部拭子的HLA样本的采集和寄送说明

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Generated on March 6, 2019